

TECHNISCHE INFORMATION



WASCHMITTEL/DESINFEKTIONSWASCHMITTEL

LAVO DES 60 KOMPAKT VAH gelistet, RKI-(A/B)-gelistet



Art.-Nr. 603.070 (Pulver) 15-kg-Sack
Art.-Nr. 603.073 (Tabs) 4-kg-Kartusche
Art.-Nr. 603.078 (Sachets) 45 x 75-g-Sachets

- für die chemothermische Wäschedesinfektion bei 60 °C
- bakterizid und fungizid, geprüft nach den Standardmethoden der DGHM zur Prüfung chemischer Desinfektionsverfahren
- voll viruzid wirksam nach RKI-Listung zur chemothermischen Wäschedesinfektion bei 60 °C, 15 min und 3,6 g/l Flotte
- wäscht, bleicht und desinfiziert
- ohne Chlor und Phosphat
- beseitigt unangenehme Gerüche bereits ab 30 °C durch aktiven Sauerstoff
- besonders geeignet zum desinfizierenden Waschen von Feucht- und Nasswischbezügen

ANWENDUNGSBEREICH: Für alle Waschmaschinen, Temperatur- und Wasserhärtebereiche. Geeignet für alle Baumwoll-, Mischgewebe-, Synthetikfasern. **Nicht** geeignet für Wolle und Seide. Saugfähigkeit von Wischbezügen wird nicht negativ beeinflusst.

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG PULVER: Lavo Des 60 Kompakt entsprechend Waschmaschinengröße und Wasserhärte laut Dosiertabelle in das Einspülfach Hauptwäsche geben.

Lavo Des 60 Kompakt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Größere Produktreste in der Originalverpackung der Problemabfallentsorgung zuführen.

WÄSCHEDESINFEKTION:

Dosierung	Flottenverhältnis	Desinfektionstemperatur	Einwirkzeit
VAH 2,2 g/l	1:5	60 °C	15 min
RKI (A/B) 3,6 g/l	1:5	60 °C	15 min

Dosiertabelle für desinfizierendes Waschen (Einbadverfahren): in ml/kg und g/kg Trockenwäsche

Wasserhärtebereich	leicht verschmutzt	normal verschmutzt	stark verschmutzt
weich < 8,4 °d	11 g/kg 13 ml/kg	11 g/kg 13 ml/kg	15 g/kg 17 ml/kg
mittel 8,4-14 °d	11 g/kg 13 ml/kg	11 g/kg 13 ml/kg	17,5 g/kg 20 ml/kg
hart > 14 °d	12,5 g/kg 14 ml/kg	15 g/kg 17 ml/kg	20 g/kg 23 ml/kg


Einsatz über automatische Dosieranlage möglich.

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG DOSIERBEUTEL:

laut Dosiertabelle Beutel entsprechend der Waschmaschinengröße in das Pulverfach für die Hauptwäsche geben.



Maschine	Anzahl Beutel
7kg	1
13kg	2



TECHNISCHE DATEN:

Aussehen: weißes Pulver mit blauen Partikeln
 Geruch: angenehm
 Enthält: Duftstoffe, optische Aufheller, Enzyme, PROTEASE
 Schüttgewicht: 890 g/l
 pH-Wert in 1%iger Lösung: 10

INHALTSSTOFFE:

Unter 5 %: nichtionische Tenside, Polycarboxylate, Phosphonate
 5-15%: anionische Tenside
 15-30 %: Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, Zeolithe
 Enthält: Duftstoffe, optische Aufheller, Enzyme, PROTEASE
 Zulassungs-Nummer: N-46888 - zugelassen zur Desinfektion für die menschliche Hygiene
 Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr
 Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

KENNZEICHNUNG: entfällt

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefahrstoffV keine gefährliche Zubereitung.

TRANSPORT:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR).

KLEEN PURGATIS GmbH

Zentrale

Dieselstraße 10
 D-32120 Hiddenhausen
 Fon +49 (0) 5223 9970-40
 Fax +49 (0) 5223 9970-50
 info@kleen-purgatis.de

Vertrieb International

Firststrasse 15
 CH-8835 Feusisberg
 Fon +41 (0) 44 78686-68
 Fax +41 (0) 44 78686-69
 info@kleen-purgatis.ch

www.kleen-purgatis.de

Ein Unternehmen der
BUDICH GRUPPE